

JERINGA DESECHABLE LUER LOCK.



| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO | |
|-----------------------------|---|
| Nombre: | Jeringa desechable luer lock. |
| Marca: | Cranberry. |
| Material: | Polipropileno grado médico (PP) en protector de aguja cuerpo y émbolo, aguja de acero inoxidable y pistón de caucho sintético impregnado en silicona. |
| Color: | Transparente. |
| Tallas: | No aplica. |
| Presentación: | Caja x 100 unidades, cada unidad en empaque de polietileno individual y estéril. |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---------------------------|--|
| Función: | La jeringa es un dispositivo médico estéril y desechable, consiste en un émbolo insertado en un cuerpo que tiene una pequeña apertura en uno de sus extremos. Las jeringas son utilizadas para administrar medicamentos y soluciones por vía endovenosa intramuscular y oral (sin el uso de la aguja en este último caso). Las jeringas de 3 y 5 ml poseen alta velocidad de flujo. Mientras las de 10 y 20 ml inyectan a velocidad baja por la resistencia que ofrece el cuerpo de la jeringa. La conexión Luer lock asegura ser firme y segura entre aguja cuerpo de la jeringa. |
| Libre de látex: | Sí. |
| Estéril: | Sí, óxido de Etileno. |
| Tamaño: | Ver información corporativa. |
| Vigencia: | 5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque. |
| Almacenamiento: | En lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C. |
| Uso: | Producto descartable para un solo uso. No reutilizar. |
| Empaque: | Polietileno sellado y estéril. |

| CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | | | | | |
|--|--|--------------------|--|-----------------------------|--|
| Suave: | Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | Resistente: | Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | Tóxico: | Sí: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hipoalergénico: | Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | Apirógeno: | Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | Punción atraumática: | Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> - El polipropileno grado médico está clasificado como plástico seguro. - Elemento desechable. - Suave deslizamiento del émbolo. - Sistema Luer lock sujeta firmemente la aguja a la jeringa. - Evita fugas de los líquidos que pueda contener la jeringa. - Números claros e indelebles. - Para mayor información sobre polipropileno ver anexo 1, punto N°5. | | | | | |

| CERTIFICACIONES | |
|---|--|
| Este producto cuenta con las siguientes certificaciones: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Certificado latex free - ISO 13485 – 2012. - FDA certificate. | |

| INFORMACIÓN CORPORATIVA | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| PRESENTACIONES | PESO (gr) | LONGITUD (cm) | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO CONVENIO MARCO | NÚMERO DE REGISTRO ISP |
| Jeringa desechable 3CC con aguja 21 x 1 1/2 Luer Lock Caja cont. 100 unidades. | 4,1 ± 0,2 | 11,5 | AAJECR03 | 1324008 | DM399/15 |
| Jeringa desechable 3CC con aguja 23 x 1 Luer Lock Caja cont. 100 unidades. | 5,2 ± 0,2 | 11,5 | AAJECR08 | 1324007 | DM399/15 |
| Jeringa desechable 5CC con aguja 21 x 1 1/2 Luer Lock Caja cont. 100 unidades. | 4 ± 0,2 | 13,5 | AAJECR05 | 1324010 | DM328/11 |
| Jeringa desechable 10CC con aguja 21 x 1 1/2 Luer Lock Caja cont. 100 unidades. | 7,5 ± 0,2 | 15 | AAJECR10 | 1324003 | DM399/15 |
| Jeringa desechable 20CC con aguja 21 x 1 1/2 Luer Lock Caja cont. 100 unidades. | 7,2 ± 0,2 | 17,5 | AAJECR20 | 1299765 | DM328/11 |

Contáctenos:

mercadopublico@reutter.cl
Tel: (2) 24 89 7000

Importado por
REUTTER S.A.
www.reutter.cl

AV. El Salto 4447, Huechuraba
Santiago de Chile.